

Produktübersicht

COMFORT DIGISYSTEM

Mikrofone



Conference Microphone DC10



Conference Microphone DC20



Microphone DM05



Microphone DM10



Microphone DM20



Microphone DM30



Microphone DM90

Empfänger



Receiver DE10



Receiver DH10



Receiver DT20

Eigenschaften

Eigenschaften	Abstand	Abstand	Nähe	Nähe	Nähe	Nähe	Nähe			
Mikrofon-Typ	Abstand	Abstand	Nähe	Nähe	Nähe	Nähe	Nähe			
Eingebauter Empfänger		◆			◆	◆	◆			
Abhörsicher durch Schlüsselcode	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Richtmikrofon	◆	◆								
Anzahl Mikrofon-Modi	4	4	1	1	1	1	2			
Impulsgeräuschdämpfung	◆	◆								
Reduzierung v. Hintergrundgeräuschen	◆	◆								
Display und Sprachwahl	◆	◆		◆	◆	◆	◆		◆	
Funktionsanzeige	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
Anbindung an Festnetztelefon		◆								
Handy / Schnurlostelefon via Bluetooth	◆	◆					◆			
Kopfhöreranschluss	◆	◆				◆	◆		◆	
Line-in	◆	◆		◆	◆	◆	◆			
Induktionsschleife						◆	◆		◆	
Fernbedienung		◆								
Lautstärkeregler	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
PIN-Code / Menüsperre	◆	◆		◆	◆	◆	◆		◆	
Bluetooth	◆	◆					◆			
Automatic Gain Control (AGC)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			
Perceptual Speech Enhancement (PSE)	◆	◆								
SecureStream Technology (SST)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Free Frequency Check (FFC)	◆	◆		◆	◆	◆	◆		◆	
Free Channel Request (FCR)				◆	◆	◆				
Frequenzbereich Sender	768 - 872 MHz	f1 852 - 872 MHz	f1 818 - 872 MHz	768 - 872 MHz	768 - 785 MHz	852 - 872 MHz	840 - 872 MHz			
Frequenzbereich Empfänger		f2 852 - 872 MHz	f2 768 - 818 MHz		852 - 872 MHz	w 2,4000 - 2,4835 GHz		818 - 872 MHz	768 - 872 MHz	850-872 MHz
Betriebszeit	10 h	10 h	6 h	10 h	8 h	10 h	9 h	6 h	10 h	
Ladedauer	5 h	5 h	2 h	2 h	2 h	3 h	3 h	2 h	2 h	
Größe	115 x 62 x 14 mm	115 x 62 x 14 mm	58 x 27 x 14 mm	84 x 39 x 14 mm	84 x 39 x 14 mm	97 x 41 x 17 mm	97 x 41 x 17 mm	60 x 51 x 20 mm	74 x 39 x 13 mm	8,5 x 9,2 x 12,6 mm
Gewicht	90 g	90 g	16 g	45 g	45 g	54 g	55 g	15 g	35 g	1,0 g
Reichweite	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	25 m
Batterie	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer	

Produktpalette kann je nach Land variieren

Empfohlen für:

Mobiltelefon	◆	◆					◆			
Festnetztelefon		◆								
Gespräch (2 Personen)			◆	◆			◆			
Meeting und Gruppenarbeit	◆	◆								
Im Auto			◆	◆	◆		◆			
Fernsehen	◆	◆		◆	◆	◆	◆			
Schule: Integration (1 Lehrer)			◆	◆						
Schule: Integration (2 Lehrer)			◆	◆	◆					
Hörgeschädigtenschule	◆	◆		◆	◆	◆	◆			
Vorlesung/Vortrag			◆	◆	◆					
Schüler mit Konzentrationsschwäche				◆	◆					

Empfänger wird direkt am Ohr angebracht; kann mit oder ohne Im-Ohr-Hörgeräten (IdO) verwendet werden.

Wird mit Hörgeräten, Cochlea-Implantaten, knochenverankerten Hörgeräten, Kopf- oder Ohrhörern verwendet; mit Induktionsschleife.

Mini-Empfänger, der mit Hörgeräten, Cochlea-Implantaten und knochenverankerten Hörgeräten verwendet werden kann.