



Comfort Audio  
HEAR THE FUTURE

COMFORT CONTEGO  
Brukervennlig hørseleprodukt  
for en aktiv hverdag



”

## Det er enkelt å tilpasse min Comfort Contego etter den situasjonen jeg er i.

Gertrud og jeg reiser mye, det er utrolig positivt å kunne sitte og prate på våre reiser. Motorlyd og støy stenges ute, jeg hører tydelig hva Gertrud sier. Det kjennes veldig naturlig og det er skjønt å slippe å spørre hele tiden.

Det er enkelt å tilpasse min Comfort Contego etter den situasjonen jeg er i. Det er bare å stille om fra retnings- til rundoppfangende mikrofon. Når vi for eksempel spiser middag med venner og familie har jeg mikrofonen innstilt på rundoppfangende posisjon. Senderen står på bordet og tar opp samtalen. Siden jeg klarer å høre hva alle sier, er jeg med i samtaler og diskusjoner på en hel annen måte enn før. Når det bare er Gertrud og jeg, fester hun senderen på skjorten med festeklemme. Er vi på shoppingtur eller spaserer i parken kan vi prate fritt mens vi beveger oss. Jeg har Comfort Contego rundt halsen i alle situasjoner, derfor setter jeg pris på at den er så smidig og pen.

Kjell, pensjonist i Malmö

”













”

## Med det nye hørselsproduktet har vårt liv blitt enklere.

Nå kan vi føre en samtale uten problemer, det kjennes lett og naturlig. Og det er kjempefint å slippe å gjenta alt flere ganger. Omgangen med familie og venner er blitt enklere også. Før var det vanskelig for Kjeell å delta fullt ut fordi det var mange kommentarer han ikke fikk med seg. Nå kan han høre hva alle sier, selv om vi er mange. Det er selvfølgelig et løft for oss begge for han er med i felleskapet på samme måte som vi andre.

Kjell har alltid hørselsproduktet når han er utendørs. Det føles sikrere at han klarer å høre trafikken og at han hører at en bil tuter. Vi liker friluftsliv, å være ute i skog og mark. Naturopplevelser er blitt større for oss. Det utrolige er at nå kan Kjell til og med høre fuglesangen så vi kan nyte den sammen!

Da Comfort Contego kom inn i våre liv var det på mange måter en aha-opplevelse, også for meg. Og det er fantastisk hvordan den gjør Kjell mer delaktig i livet.

Gertrud, samboer med Kjell

”

Kjell og Gertrud beskriver her hvordan de, i likhet med mange andre fornøyde brukere av Comfort Contego, har stor hjelp av sitt utstyr i hverdagen. Personene på bildene er ikke de samme som i teksten.



Comfort Contego har en skreddersydd digital radiooverføring helt uten støy. Den hjelper å oppfatte detaljene i en dialog, uansett om det er mange eller få personer.

## Ta vare på stunden

Det finnes tilfeller når man ønsker et ekstra hørselshjelpemiddel i tillegg til høreapparat.

Derfor har vi på Comfort Audio utviklet Comfort Contego, et digitalt, trådløst hørselsprodukt som hjelper deg med nedsatt hørsel å være delaktig i alle situasjoner med familie og venner. Comfort Contego er smidig og brukes med halsslynge hvis du har høreapparat, eller kobles til hodetelefoner hvis du ikke har høreapparat. Den er meget enkelt å bruke med sine letthåndterlige styrkekontroller og tydelige display. Samtidig bygger den på avansert teknologi som gir deg en hel ny mulighet å utnytte din tale.

Comfort Audio var først i verden med å utvikle digitale hørselsprodukter. Vi startet tidlig å utforske nye måter å hjelpe personer med nedsatt hørsel på, og vårt målbevist arbeid viser seg i produkter med funksjoner som er unike i bransjen og som gjør oss teknisk verdensledende.











Senderen på bordet tar opp talen og lyden sendes til mottakeren. Glede og delaktighet er å høre hva alle sier!





## Prøvelytt og opplev forskjellen

Comfort Contego består av en sender og en mottaker, begge enhetene er utstyrt med mikrofoner. Den skreddersydde digitale radiooverføringen gir en meget bra lyd kvalitet med en naturlig talegjengivelse. Forstyrrendet bakgrunnsstøy reduseres takket være kortere lytteavstand, dermed høres talen tydeligere.

Vi kan prate lenge om teknologien bak Comfort Contego og hva den kan gjøre for deg. Først når du tester den, vil du forstå hvordan Comfort Contego gjør en forskjell og hjelper deg å være delaktig i alle tenkbare sammenhenger.



Hvis du har et høreapparat med T-posisjon bruker du Comfort Contego sammen med en halsslynge. Ellers bruker du den med hodetelefoner eller ørepropper.

## Comfort Contego i ulike situasjoner


Du har ditt hørselsprodukt med deg i mange ulike situasjoner og ved hjelp av den kan du være delaktig i alle samtaler.

### Kort om Comfort Contego:


- Enkelt å bruke
- Meget bra lyd kvalitet uten forsinkelser
- Tydelig display
- Avlyttingssikker
- Lang driftstid (opp til 20 timer)




▶ Lydoverføring    ))) Tale




I bilen




På forelesing




Se på tv




I hjemmet




På reise



I butikken



Ved middagsbordet



På spasertur

# Comfort Contego



## Tekniske data

Rekkevidde: Opp til 30 m      Driftstid: Opp til 20 timer  
Størrelse: 22 x 45 x 98 mm      Batteri: Oppladbart Li-ion  
Vekt: 64 g hhv. 62 g      Antenne: Innebygd

Comfort Audio har siden 1994 utviklet og produsert produkter for personer med nedsatt hørsel. Vår misjon er og har alltid vært at med ledende teknologi og innovative løsninger, få mennesker til å utveksle tanker og ideer i alle situasjoner gjennom hele livet helt uten hindringer.

Vi er målbevisste, nysgjerrige og har en brennende interesse i teknologi og drives av lidenskap og glede. Det har gjort oss teknisk ledende i verden innen hørselsprodukter. Våre produkter tilbyr stor fleksibilitet og er utviklet for både arbeidsliv, skole, offentlig miljø og privatliv. Alltid med individets behov i fokus og ut ifra en genuin vilje til å forbedre livskvaliteten til personer med nedsatt hørsel.