




# Quickstart


## Comfort Digisystem Receiver DH10



1.   
> 2 h



2.   
> 2 s



3. Menu






4. Settings → language



Sverige  
Norge  
Danmark  
Suomi

 **Comfort Audio**  
HEAR THE FUTURE




SE: **OBS!** Enheten är fabrikkkodad. För avlyssningssäkerhet måste ny kodnyckel skapas, se manual.

NO: **OBS!** Enheten er fabrikkkodet. For å oppnå avlyttingssikkerhet må en ny kodenøkkel genereres, se manualen.

DK: **OBS!** Enheden er fabrikkkodet. For at opnå aflytningssikkerhed skal en ny kodenøgle genereres, se manual.

FIN: **Huom!** Yksikkö on tehdaskoodattu. Salatun kuuntelun takaamiseksi täytyy luoda uusi koodiavain, katso ohjekirja.



SE: Läs igenom manualen på vår hemsida/ USB-minne före användning.

NO: Les bruksanvisningen på vår hjemmeside før bruk.

DK: Læs brugsanvisningen på vores hjemmeside/USB-nøgle før anvendelse.

FIN: Lue ohjekirja kotisivuiltamme / USB-muistilta ennen käyttöä.

 **Comfort Audio**  
HEAR THE FUTURE

Comfort Audio AB  
Box 154, SE-301 05 Halmstad, Sweden  
Phone +46 (0)35 260 16 00 info@comfortaudio.com

MA0106

[www.comfortaudio.com](http://www.comfortaudio.com)