

# Rekommenderas för hörselskola

## Comfort Digisystem School Set 4a



Sändare och Mottagare  
Microphone DM30

Portabelt set för hörselklass med den unika Microphone DM30 som innehåller både sändare och mottagare. Microphone DM30 sänder och tar emot ljud på samma gång. Elevmikrofonerna Microphone DM30 är utrustade med FCR "Free Channel Request" så att de inte kan störa varandra.

Alla elever kan använda halsslinga kopplad till Microphone DM30 för att höra läraren och sina klasskamrater i hörapparaten. Även läraren kan använda halsslinga i sin Microphone DM30 för att höra eleverna genom hörapparaten. Lärarens röst tas upp kontinuerligt av den Microphone DM30 som läraren bär.

Systemet kan enkelt delas upp i flera grupper.

### I Comfort Digisystem School Set 4a ingår:

- 1 Microphone DM30 (Huvudenhet)
- 6 Microphone DM30 (Anslutande enhet)
- 1 Väska




**Comfort Audio**  
HEAR THE FUTURE

Rekommenderas för hörselskola


# Comfort Digisystem School Set 4a

## Användning



### Liten hörselklass inomhus

*Talet från läraren samt eleven som talar mixas i lärarens DM30 enhet och sänds därefter ut till samtliga elevers DM30 enheter.*



### Liten hörselklass utomhus

*Talet från läraren samt eleven som talar mixas i lärarens DM30 enhet och sänds därefter ut till samtliga elevers DM30 enheter.*