

Rekommenderas för hörselskola

Comfort Digisystem School Set 4b

 SecureStream
Technology



Sändare och Mottagare
Microphone DM30



Access DA20

Portabelt och stationärt hörselklasssystem med integrerade elevmikrofoner.

Alla elever kan använda halsslinga kopplad till Microphone DM30 för att höra läraren och sina klasskamrater. Microphone DM30 sänder och tar emot ljud på samma gång vilket gör den fantastisk i skolmiljö.

Även läraren kan använda halsslinga till sin Microphone DM30 för att höra eleverna genom hörapparater. Lärarens röst tas upp kontinuerligt av den Microphone DM30 som läraren bär. I klassrummet kan två lärares röster tas upp kontinuerligt tack vare diversitetsmottagaren i Access DA20. Även bommikrofoner kan användas om så önskas. Detta helt utan att störa elevernas tryck och tala mikrofoner.

I och med att ingen fast slinga behövs i klassrummet så kan gruppindelning ske även i klassrummet (flera grupper i samma eller olika rum).

Comfort Digisystem School Set 4b kan även användas vid till exempel studiebesök.


I Comfort Digisystem School Set 4b ingår:

- 1 Access DA20
- 7 Microphone DM30 (Anslutande enhet)
- 1 Väska

Rekommenderas för hörselskola

Comfort Digisystem School Set 4b

Användning



Hörselklass med två lärare

Talet från de båda lärarna samt eleven som talar mixas i Access DA20 och sänds därefter ut till samtliga DM30 enheter i klassrummet, både elev- och lärarenheter.