

Produktöversikt

COMFORT DIGISYSTEM

Mikrofoner



Conference Microphone DC10



Conference Microphone DC20



Microphone DM05



Microphone DM10



Microphone DM20



Microphone DM30



Microphone DM90

Mottagare



Receiver DE10



Receiver DH10



Receiver DT20

Egenskaper

Typ av mikrofon	Avstånd	Avstånd	Näravstånd	Näravstånd	Näravstånd	Näravstånd	Näravstånd			
Inbyggd mottagare		◆			◆	◆	◆			
Avlyssningssäkert	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Riktverkan	◆	◆					◆			
Antal mikrofonlägen	4	4	1	1	1	1	2			
Impulslydsbegränsning	◆	◆								
Bullerreduktion	◆	◆								
Display och språkval	◆	◆		◆	◆	◆	◆		◆	
Funktionsindikator	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
Fast telefoni		◆								
Mobil/bärbar telefoni	◆	◆					◆			
Uttag för hörlurar	◆	◆				◆	◆		◆	
Line in	◆	◆		◆	◆	◆	◆			
Halsslinga						◆	◆		◆	
Fjärrkontroll		◆								
Volymkontroll	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
PIN kod	◆	◆		◆	◆	◆	◆		◆	
Bluetooth	◆	◆					◆			
Automatic Gain Control (AGC)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			
Perceptual Speech Enhancement (PSE)	◆	◆								
SecureStream Technology (SST)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Free Frequency Check (FFC)	◆	◆		◆	◆	◆	◆		◆	
Free Channel Request (FCR)				◆	◆	◆				
Frekvensområde sändare	768 - 872 MHz	f1 852 - 872 MHz	f1 818 - 872 MHz	768 - 872 MHz	768 - 785 MHz	852 - 872 MHz	840 - 872 MHz			
		f2 852 - 872 MHz	f2 768 - 818 MHz		852 - 872 MHz	w 2,4000 - 2,4835 GHz				
Frekvensområde mottagare		f1 824 - 849 MHz			852 - 872 MHz	852 - 872 MHz		818 - 872 MHz	768 - 872 MHz	850-872 MHz
		f2 768 - 784 MHz			768 - 785 MHz	w 2,4000 - 2,4835 GHz				
Drifttid upp till	10 h	10 h	6 h	10 h	8 h	10 h	9 h	6 h	10 h	
Laddningstid	5 h	5 h	2 h	2 h	2 h	3 h	3 h	2 h	2 h	
Storlek	115 x 62 x 14 mm	115 x 62 x 14 mm	58 x 27 x 14 mm	84 x 39 x 14 mm	84 x 39 x 14 mm	84 x 39 x 17 mm	84 x 39 x 17 mm	60 x 51 x 20 mm	74 x 39 x 13 mm	8,5 x 9,2 x 12,6 mm
Vikt	90 g	90 g	16 g	45 g	45 g	54 g	55 g	15 g	35 g	1,0 g
Räckvidd upp till	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	25 m
Batteri	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer	

Lokala avvikelser i produktsortimentet kan förekomma

Rekommenderad för

Mobiltelefoni	◆	◆					◆			
Fast telefoni		◆								
Samtal mellan två personer			◆	◆					◆	
Konferenser och grupparbeten	◆	◆								
I bilen			◆	◆	◆				◆	
Titta på tv	◆	◆		◆	◆		◆		◆	
Inkluderad elev med en lärare			◆	◆						
Inkluderad elev med två lärare			◆	◆	◆					
Specialskola	◆	◆		◆	◆	◆				
Föreläsningar			◆	◆	◆					
Elever med koncentrationssvårigheter				◆						

Mottagare som sätts på örat och kan användas med eller utan allt-i-örat hörrapparat.

Används med hörrapparat, cochleaimplantat, benföranckrad hörrapparat, öronsnäcka eller hörlurar. Bärs med halsslinga.

Minimottagare som används med hörrapparat, cochleaimplantat eller benföranckrad hörrapparat.