

Att tydligt höra vad lärare och klasskamrater säger är av största vikt

- för tal- och språkutveckling
- för inlärnin
- för det sociala samspelet

Skolmiljön är mycket krävande för barn med nedsatt hörsel. Trots att dagens hörapparater ger god ljudåtergivning, upplever många barn att hörapparaten inte räcker till i mer utmanande ljudmiljöer. För dessa barn ger Comfort Digisystem helt andra förutsättningar att vara delaktig i skolan.

Hur Comfort Digisystem kan vara till hjälp i utmanande ljudmiljöer

Problem: Höga ljudnivåer och störande bakgrundsljud.

Lösning: Mikrofonerna i Comfort Digisystem plockar upp och förstärker tal samt rensar bort störande bakgrundsljud innan det digitalt sänds till elevens mottagare och vidare till hörapparaten.

Problem: Långt avstånd till ljudkällan.

Lösning: Läraren, eller andra elever, talar i en mikrofon och talet sänds trådlöst till elevens mottagare. På så sätt kan eleven höra läraren (eller klasskamrater) tydligt även på längre avstånd.

Problem: Dålig akustik.

Lösning: När ljud sänds direkt från en mikrofon till en mottagare och vidare till hörapparaten elimineras problemet med dålig akustik.



För mer information, vänligen kontakta:

Comfort Audio AB
Telefon: 035 260 16 00
info@comfortaudio.se
www.comfortaudio.se

COMFORT DIGISYSTEM I SKOLA

För delaktighet i alla situationer

Comfort Digisystem – digitala, trådlösa hörselprodukter för skolan

Mikrofoner



Microphone DM10/20

Allsidig mikrofon, DM20 även med inbyggd mottagare, ingång för extern ljudkälla.



Microphone DM30

Mikrofon med inbyggd mottagare och "tryck och tala" funktion, ingång för extern ljudkälla.



Conference Microphone DC20

Kraftfull konferensmikrofon med inbyggd mottagare samt flera olika inställningar för mikrofonen. Kan anslutas till mobiltelefon via Bluetooth.



Microphone DM05

Smidig, diskret mikrofon, perfekt för lärare eller föreläsare.

Mottagare



Receiver DH10

Mottagare med kristallklart ljud, kan användas med halsslinga, hörlurar eller öronsnäckor.




Nyhet!

Receiver DT10

Världens första digitala mini-mottagare! Kompatibel med de flesta hörselapparater på marknaden. Receiver DT10 drivs av hörselapparatsens batteri.

Flexibilitet


Mikrofonerna och mottagarna i Comfort Digisystem kan kombineras på olika sätt för att möta behoven och kraven hos användarna.



I förskolan:


Microphone DM10 + Receiver DH10

Läraren talar i mikrofonen, ljudet sänds digitalt till mottagaren, som bärs med halsslinga av barnet med nedsatt hörsel. Halsslingan sänder talet direkt till hörselapparaten.




I specialskolor för barn och ungdomar med nedsatt hörsel: Microphone DM30, mikrofon och mottagare i samma enhet

Lärare och elever använder mikrofoner, eleverna kan höra läraren genom mottagaren i sina enheter. Genom att använda "tryck och tala" funktionen kan eleverna enkelt delta i diskussionerna i klassrummet. Alla kan höra både vad läraren och klasskamraterna säger.



För grundskola, gymnasieskola, högskola/universitet: Microphone DM20 + Microphone DM10 + Receiver DH10/ DT10

Läraren talar i Microphone DM20, talet sänds digitalt till mottagaren hos eleven med nedsatt hörsel. Klasskamraterna använder "tryck och tala" knappen på Microphone DM10. Deras tal sänds via lärarens mikrofon till mottagaren och på så sätt kan eleven med nedsatt hörsel tydligt höra både vad läraren och klasskamraterna säger.



Vid grupparbete/möte:

Microphone DM05 + Conference Microphone DC20 + Receiver DH10/DT10

Föreläsaren talar i den lilla mikrofonen, talet sänds via konferensmikrofonen till mottagaren som personen med nedsatt hörsel bär. Konferensmikrofonen plockar dessutom upp talet från övriga deltagare och sänder det till mottagaren.