



Comfort Audio
HEAR THE FUTURE

COMFORT CONTEGO
Lätthanterlig hörselprodukt
för en aktivare vardag



”

Det är enkelt att anpassa min Comfort Contego efter vilken situation jag är i.

Gertrud och jag reser mycket, det är otroligt positivt att numera kunna sitta och småprata på våra resor. Motorljud och sorl stängs ute, jag hör tydligt vad Gertrud säger. Det känns väldigt naturligt, och det är skönt att slippa fråga om hela tiden.

Det är enkelt att anpassa min Comfort Contego efter vilken situation jag är i. Bara att ställa om från riktat till rundupptagande läge. När vi till exempel äter middag med vänner och familj har jag mikrofonen inställd på rundupptagande läge. Sändaren står på bordet och tar upp pratet. Eftersom jag hör vad alla säger, är jag med i samtal och diskussioner på ett helt annat sätt än förut. När Gertrud och jag är ensamma har hon sändaren fäst med clips i tröjan, är vi på shoppingtur eller promenad i parken kan vi ledigt prata under tiden som vi rör oss runt. Jag har Comfort Contego runt halsen i alla situationer, därför uppskattar jag att den är så smidig och snygg.

Kjell, pensionär i Malmö

”





”

Med den nya hörselprodukten har vårt liv blivit enklare.

Nu kan vi föra en dialog utan problem, det känns lätt och naturligt. Och det är jätteskönt att slippa upprepa allt flera gånger. Även umgänget med familj och vänner har blivit enklare. Förut var det svårt för Kjell att delta fullt ut eftersom det var många kommentarer han inte uppfattade. Nu kan han höra vad alla säger, även om vi är många. Det är förstås ett lyft för oss båda att han är med i gemenskapen på samma villkor som vi andra.

Kjell har alltid hörselprodukten när han rör sig utomhus. Det känns säkrare att han numera hör trafiken och utan vidare uppfattar om till exempel en bil tutar. Vi är intresserade av friluftsliv, att vara ute i skog och mark, och naturupplevelsen har blivit större för oss. Det otroliga är att nu kan Kjell till och med höra fågelsången så vi kan njuta av den tillsammans!

När Comfort Contego kom in i våra liv var det på flera sätt en aha-upplevelse även för mig. Och det är fantastiskt hur den gör Kjell mer delaktig i livet.

Gertrud, särbo med Kjell

”

Kjell och Gertrud beskriver här hur de, liksom många andra nöjda användare av Comfort Contego, har stor hjälp av sin utrustning i vardagen. Personerna på bilderna är inte desamma som i citaten.

Comfort Contego har en skräddarsydd digital radioöverföring helt utan brus. Den hjälper dig att uppfatta detaljerna i en dialog, oavsett om den förs med många personer eller få.



Ta vara på stunden

Det finns tillfällen när man önskar ett extra hörhjälpmedel förutom sin hörapparat.

Därför har vi på Comfort Audio utvecklat Comfort Contego, en digital, trådlös hörselprodukt som hjälper dig med nedsatt hörsel att vara delaktig i alla situationer med familj och vänner. Comfort Contego är smidig och används med halsslinga om du har hörapparat, eller kopplas till hörlurar om du inte bär hörapparat. Den är mycket enkel att använda med sina lättmanövrerade volymkontroller och tydliga display. Samtidigt bygger den på avancerad teknik som ger dig en helt ny möjlighet att tillgodogöra dig tal.

Comfort Audio var först i världen att utveckla digitala hörselprodukter. Vi startade tidigt att utforska nya sätt att hjälpa personer med nedsatt hörsel, och vårt målmedvetna arbete visar sig i produkter med funktioner som är unika i branschen och som gör oss tekniskt världsledande.





Sändaren på bordet tar upp talet och ljudet skickas till mottagaren. Glädje och delaktighet är att höra vad alla säger!

Provlyssna och upplev skillnaden

Comfort Contego består av en sändare och en mottagare, båda enheterna är utrustade med mikrofoner. Den skräddarsydda digitala radioöverföringen ger en mycket bra ljudkvalitet med en naturlig talåtergivning. Störande bakgrundsljud och brus reduceras tack vare kortare lyssningsavstånd, därmed hörs talet tydligare.

Vi kan prata länge om tekniken bakom Comfort Contego och vad den kan göra för dig. Men det är först när du testar den som du verkligen kommer att förstå hur Comfort Contego gör skillnad, och hjälper dig att vara delaktig i alla tänkbara sammanhang.




Om du har en hörapparat med T-läge använder du Comfort Contego tillsammans med en hals slinga. Annars använder du den med hörlurar eller öronsnäckor.

Comfort Contego i olika situationer


Du har din hörselprodukt med dig i många olika situationer och med hjälp av den kan du vara delaktig i alla samtal.

Kort om Comfort Contego:

- Enkel att använda
- Mycket bra ljudkvalitet utan fördröjning
- Tydlig display
- Avlyssningssäker
- Lång drifttid (upp till 20 timmar)



Comfort Contego



Tekniska fakta

Räckvidd: Upp till 30 m

Storlek: 22 x 45 x 98 mm

Vikt: 64 g respektive 62 g

Drifttid: Upp till 20 timmar

Batteri: Uppladdningsbart Li-ion

Antenn: Inbyggd

Comfort Audio utvecklar och tillverkar sedan 1994 hörselprodukter för personer med nedsatt hörsel. Vår mission är och har alltid varit, att med ledande teknik och innovativa lösningar ge människor möjlighet att obehindrat utbyta tankar och idéer i alla situationer genom livet.

Vi är målmedvetna, nyfikna, har ett brinnande tekniskt intresse och drivs av passion och glädje. Det har gjort oss till teknikledande i världen inom hörselprodukter. Våra produkter erbjuder stor flexibilitet och är utvecklade för både arbetsliv, skola, offentlig miljö och privatliv. Alltid med individens behov i fokus och utifrån en genuin vilja att förbättra livskvaliteten för människor med nedsatt hörsel.