

Comfort Digisystem Work Set 3



Sändare
Conference Microphone DC20



Sändare
Microphone DM80



Sändare
Microphone
DM05



Mottagare
Receiver DH10



Mottagare
Receiver DE10



Mottagare
Receiver DT10



TeleLink

Comfort Digisystem Work Set 3 innehåller allt som behövs för att klara av sitt arbete på liknande villkor som sina kollegor. Små och stora möten, telefoni är inga problem. Comfort Digisystem Work Set 3 är flexibelt och kan lätt bäras med mellan olika rum och på resor.

Setet erbjuder god taluppfattning även på avstånd och i stökiga miljöer. Setet innehåller en unik bordsmikrofon, Conference Microphone DC20, med enastående ljudkvalitet samt en liten smidig mikrofon, Microphone DM05 för till exempel föredrags-hållare.

Detta ger möjlighet att uppfatta och höra tal i både små och stora möten. Med eller utan föredrags-hållare. Det finns många valmöjligheter för att anpassa sitt set för en perfekt taluppfattning.

Conference Microphone DC20 tar upp tal på avstånd och i kombination med föreläsarmikrofonen Microphone DM05 ger det möjlighet för användaren att höra både föreläsare och övriga deltagare vid möten och konferenser. Användaren väljer själv med hjälp av snabbknappar på konferensmikrofonen om den ena eller båda mikrofonerna skall ta upp ljud. Telefontillbehöret TeleLink kopplas till telefonen och används tillsammans med Conference Microphone DC20. Användaren hör telefonljudet trådlöst via

mottagaren till Conference Microphone DC20. Perfekt för den som pratar mycket i telefonen på arbetet.

Microphone DM80 har stor och praktisk svarsknapp då mikrofonen, som förutom föreläsarmikrofon, även fungerar tillsammans med mobiltelefonen. Den har både rundupptagande mikrofon för att fånga upp ljud från ett större område, samt riktad mikrofon som används i miljöer med mer störande bakgrundsljud.

Mottagare väljs utifrån typen av arbete och beroende på om man har hörapparat eller inte. Det finns tre olika mottagare i Comfort Digisystem. Receiver DT10 är en digital minimottagare som fästs på hörapparaten. Receiver DH10 är en mottagare med integrerad halsslinga. Lyssna med hörapparaten i T-läge. Receiver DE10 är en diskret mottagare som sätts på örat och kan användas med eller utan alltiöratapparat.

I Comfort Digisystem Work Set 3 ingår:


- 1 Receiver DH10 eller 1 Receiver DE10 eller 1 Receiver DT10
- 1 Conference Microphone DC20
- 1 Microphone DM80
- 1 Microphone DM05
- 1 TeleLink




Comfort Audio
HEAR THE FUTURE

Comfort Digisystem Work Set 3


Användning




Små eller stora möten, med eller utan föreläsare




Samtal med ett fåtal personer




Fast telefoni



Vid två eller fler personer i bilen, varav en eller flera sitter i baksätet



Föreläsning



Mobiltelefoni i lugn eller mer stökig, bullrig miljö