

Comfort Duett

Liten och lättanvänd samtalsförstärkare



För ett rikare privatliv

Comfort Duett är en liten användarvänlig samtalsförstärkare med stort ljud. Laddställ, uppladdningsbart batteri, inbyggd telespole och möjlighet att förstärka TV-/radio-/telefonljudet gör Comfort Duett till det perfekta hjälpmedlet för många användare.

Det innovativa förvaringsstället fungerar som laddställ och som ett gränssnitt för ljudutrustning så som din TV och telefon. Comfort Duett är lätt att använda med sin stora knapp och den tydliga lägesindikeringen.

Comfort Duett kan användas med hörlurar, öronsnäckor eller med halsslinga för dem som använder hörapparater med inbyggd telespole. Allt detta gör Comfort Duett till den perfekta samtalsförstärkaren för personer med nedsatt hörsel.



Samtal och möten



Titta på TV



Telefonsamtal



Comfort Audio
HEAR THE FUTURE


För vardagliga situationer




Samtal



Telefonsamtal



Möten



Titta på TV

Tekniska fakta

Bandbredd (elektrisk): 275 – 9.000 Hz

Storlek, handenhet: 85 x 37 x 30 mm

Vikt, handenhet: 50 g (inkl batteri)

Batteri: 1 st uppladdningsbart NiMH i Comfort Duett

Versioner:
F00080:

Komplett med laddställ, nätaggregat, NiMH-batteri och hörlurar.

F00092:

Komplett med laddställ, nätaggregat, NiMH-batteri, hörlurar, öronsnäckor och TV Mic.

Tillbehör:
F00076:

Duett TV Mic

F00074:

Duett Tele-kit

F00072:

Duett TV-kit

F00369:

Halsslinga

2011-01-28