

## Användare berättar

"Jag använde Comfort Focus på lektioner där jag skulle informera mycket muntligt eller läsa högt. Effekten var oerhört positiv. Eleven skrev för första gången en hel sida med stödord till en läst text."

*Kristina,  
lärare i årskurs 6, Haparanda*

"Vi har fått låna Comfort Focus (en sändare och tre mottagare) under två veckor.

Den första som fick testa hörlurarna var Johan, i årskurs 5. Johan har haft stora svårigheter att koncentrera sig i klassrumsmiljö under hela sin skoltid.

Från första lektionen så kunde man konstatera en klar förbättring av koncentrationsförmågan. En stor del av klassrumsljuden kunde uteslutas och han hörde bättre vad fröken sade."

*Ismo Pakkala,  
Spec.ped, Botkyrka kommun*

"Comfort Focus är smidig och snygg, fungerar som hörslinga och den har spärr för höga ljud."

*Britt Hansson, Skoldataketet i Boden*

"Det hörs inte lika mycket ljud runt omkring, jag störs mindre av kompisarna! Det hörs tydligare när läraren pratar."

*Elev i årskurs 5*

## Vad ingår i Comfort Focus grundset?

- Lärarmikrofon med myggmikrofon
- Elevmottagare Receiver DE10 *eller* elevmottagare Receiver DH10 med lång eller kort halsslinga samt earplugs och hörlurar
- Väska



Comfort Digisystem  
Microphone DM10



Comfort Digisystem Receiver  
DE10 och Receiver DH10

### Tillbehör

- Extra elevmottagare
- Utbyteskuddar för hörlurar
- Bom-mikrofon
- Högtalare för klassrum

För mer information, vänligen kontakta:

**Comfort Audio AB**  
Telefon: 035 260 16 00  
info@comfortaudio.se  
www.comfortaudio.se



## Vikten av rätt hjälpmedel

Koncentrationssvårigheter påverkar skolprestationen negativt och därför är en stödjande miljö och rätt hjälpmedel mycket betydelsefull för inläringen.

För elever med koncentrations- och andra inlärnings-svårigheter är det i skolans omväxlande ljudmiljöer svårt att sortera bort onödigt information och fokusera på de olika uppgifterna.

Comfort Focus är särskilt framtaget för att underlätta och hjälpa eleven att klara av sin skoldag och känna sig delaktig i alla aktiviteter.



## Comfort Focus – unika produkter för elever med

- **koncentrationssvårigheter**
- **läs- och skrivsvårigheter**
- **Auditory Processing Disorder (APD)**

Comfort Focus är ett trådlöst digitalt system för daglig användning i skolmiljö för elever med koncentrations-svårigheter och andra inlärnings-svårigheter.

Systemet ger en överlägsen ljudkvalitet tack vare Comfort Audios unika teknik som överför ljudet digitalt mellan sändaren på läraren och elevens mottagare.

Med hjälp av mottagaren kan eleven lättare koncentrera sig och fokusera på läraren under en längre tid.

## Comfort Focus – forskningsprojekt

Flertalet studier visar att elever med inlärnings-svårigheter, APD, ADHD, autism eller andra former av koncentrations-svårigheter kan ha stor nytta av Comfort Focus. Comfort Focus medför att det blir lättare för dessa elever att ta till sig och förstå information på ett effektivt sätt och störande bakgrundsljud sorteras bort.




Det finns ett antal studier kring användning av Comfort Focus. Använd QR-koden till Din smart phone för att ta del av dessa via vår hemsida eller besök oss direkt på [www.comfortaudio.se](http://www.comfortaudio.se)

## Comfort Focus - så funkar det

### Läraren

Läraren använder en liten, smidig mikrofon som fästs vid kläderna med ett clips. Alternativt kan en myggmikrofon eller huvudburen mikrofon användas. En lärarenhet fungerar tillsammans med obegränsat antal elevmottagare.



### Eleven

Eleven/eleverna har mottagaren runt halsen i en halsslinga och lyssnar med någon form av hörlurar. Alternativt fästs mottagaren direkt på örat. Volymen justeras enkelt av eleven själv med knappar på enhetens långsida. Möjligheten att öka volymen är begränsad för att undvika för stark volym.

