

Produktinformation Comfort Focus



Ökad koncentration och inlärning för elever med

- koncentrationssvårigheter
- läs- och skrivsvårigheter
- Auditory Processing Disorder




Comfort Focus är ett trådlöst digitalt system för daglig användning i skolmiljö för elever med koncentrationssvårigheter och andra inlärningssvårigheter. Systemet ger en överlägsen ljudkvalitet tack vare Comfort Audios unika teknik som överför ljudet digitalt mellan sändaren på läraren och mottagare på eleven.

Med mottagare på eleven kan denna lättare koncentrera sig och fokusera på läraren under en längre tid.

På Klockaretorpsskolan i Norrköping påbörjades 2007 ett projekt, där man undersökte om ett hörselhjälpmedel kan vara till hjälp i skolan för ett barn med kognitiva funktionshinder. I nedanstående graf anges elevernas egna upplevelser av deras koncentration förmåga med och utan det trådlösa system.

I rapporten uttalar sig skolan: "Lärarna upplever att eleverna är gladare och får allt lättare att koncentrera sig. En konsekvens är att lärarna inte pekar ut eleven genom tillsägelser i lika hög grad."





Grafen visar en stor individuell spridning av den egna uppfattningen, men dessutom en klar tendens till att eleverna föredrog hörselhjälpmedel.



Comfort Audio
HEAR THE FUTURE

Produktinformation (forts.)

Comfort Focus



Läraren

Läraren använder en liten, smidig mikrofon som fästs vid kläderna med ett clips. Alternativt kan en myggmikrofon eller huvudburen mikrofon användas. En lärarenhet fungerar med obegränsat antal elevmottagare.



Eleven

Eleven/eleverna har sin mottagare runt halsen i en halsslinga och lyssnar med någon form av hörlurar. Alternativt fästs mottagaren direkt på örat. Volymen justeras enkelt av eleven själv med knappar på enhetens långsida. Möjligheten att öka volymen är begränsad för att undvika för stark volym.

Innehåll grundpaket Comfort Focus

- Lärarmikrofon och elevmottagare
- Två laddställ
- Två halsslingor; en kort och en lång
- Earplugs
- Hörlurar
- Väska
- Manual på USB-minne
- Myggmikrofon

Tillbehör

- Extra elevmottagare
- Utbyteskuddar för hörlurar
- Boom mikrofon
- Högtalare för klassrum